MANUAL DE USO





## MÓDULO 5

# Internación Enfermero

Versión 1.16.0



## Manual de Internación

## Perfil Enfermero

### Índice

Presentación	3
Ingreso a la plataforma	5
Componentes de la Ficha de internación	7
Accesos rápidos	15
Signos vitales	15
Información antropométrica	20
Vacunas aplicadas	23
Generar Notas de evolución	27



### Presentación

La internación es un proceso de salud complejo que requiere herramientas de gestión eficaces y confiables. Este módulo de la Historia de Salud Integrada - HSI permite realizar un registro completo del episodio de internación.

Pueden acceder las personas usuarias con rol de **Especialista Médico**, **Profesional de la salud** (no personal de especialidad médica) y Enfermero. Cada perfil podrá realizar modificaciones sobre diferentes datos. La información está organizada en secciones, facilitando la consulta y edición de los campos para agilizar el seguimiento y la actualización del estado de la persona consultante.

El diseño del sistema, basado en los estándares vigentes, permite contar con datos maestros en el lenguaje controlado SNOMED CT, que garantizan la consistencia de la información y la interoperabilidad del registro.

El módulo de internación está vinculado con los restantes elementos de HSI, permitiendo articular la información con la Historia Clínica Electrónica, logrando así un seguimiento del proceso en su totalidad.

En el siguiente cuadro podrá ver las funciones de cada persona usuaria dentro del módulo de Internación y cómo se vinculan entre ellas a lo largo de este proceso.



#### Recorrido de la internación de una Persona Consultante





## Ingreso a la plataforma

1. Ingrese a la plataforma con su usuario y clave.

Ingrese Correo electrónico Idmin@example.com
Inisterio do Salud residencia de la Nación

 En la pantalla de inicio cliquee el nombre de su establecimiento. En este ejemplo usamos "Hospital ABC".



= 🕂 H	SI Historia de Salud Integrada						
<ul> <li>Mi cuenta</li> </ul>		Instituciones Tiene acceso a la siguiente institución: C Hospital ABC					
ڻ ن		Ministerio de Salud Presidencia de la Nación	pladema			HSI V	1.15.0



3. Accederá a la pantalla principal. Haga clic en el botón **Internación** del menú lateral izquierdo.



 Accederá a la Búsqueda de pacientes que muestra el listado de personas en internación sin alta médica. Para agilizar la búsqueda en el listado puede introducir el nombre en el renglón de Filtro.



= 🔶 HSI	Historia de Salud Integrada							
	Búsqueda de pacie	intes						
🖧 Historia Clínica	Filtro	intes						
Internación	ID Paciente	Nombre	Apellido	Sector	Nro. Habitación	Nro. Cama		
Gestión de turnos	479			Internación	001	101	Ver	
Gestión de camas	469	-		Internación	002	102	Ver	
Guardia						Items por página 2 1 - 2 de	2  < < > >	
) Mi cuenta								
_			_		_	_		
Hospital ABC DAD DE BUENOS AIRES				Ministerio de S Presidencia de	Salud			
ڻ U					piadema 👒			

 Una vez encontrada la persona, haga clic en el botón Ver que se encuentra en el lateral derecho de la fila.



6. Accederá a la Ficha de internación de la persona consultante.

#### Componentes de la Ficha de internación

La **Ficha de internación** permite visualizar, cargar y modificar la información sobre la evolución de la persona en internación, registrando aspectos relevantes para el seguimiento del proceso.



En este caso vemos la ficha previa a la generación de la **Evaluación de Ingreso**. Una vez realizada la anamnesis por parte del **Médico**, la información vertida allí se verá en cada sección.

nternación		
AGREGAR NOTA DE EVOLUCIÓN		
	🛱 Resumen de internación	
ID 479 Masculino · 79 años	Neumonología	
<b>— — — —</b>	① 001 件 101 Internación	
Signos vitales	JUAN GARCÍA	
Tensión arterial sistólica     Tensión arterial diastólica       Útimo resultado     Útimo resultado       Anterior     Anterior	O días internado Ingreso: 02/06/2021 Fecha probable de alta: Sin fecha definida	
Infecuencia cardiaca     Infecuencia respiratoria       Úttimo resultado     Úttimo resultado       Anterior     -	Diagnóstico principal	
Temperatura     Saturación de oxígeno       Último resultado     Último resultado       Anterior     -	No hay información para mostrar	
	Otros Diagnósticos	
No hay información para mostrar	No hay información para mostrar	
	H Alergias	
No hav información para mostrar	No hay información para mostrar	
···	😥 Medicación habitual	Z
Antecedentes familiares	No hay información para mostrar	
No hay información para mostrar		
	No hay información para mostrar	
E Evoluciones		
No	y información para mostrar	

En la parte superior izquierda se encuentra el botón que le permitirá agregar **Notas de evolución**.

AGREGAR NOTA DE EVOLUCIÓN



La sección de **Datos personales** de la persona consultante muestra nombre completo, número de ID, sexo como figura en el DNI y la edad.



El **Resumen de internación** le informará acerca del sector donde se encuentra internada la persona, el número de habitación y de cama, la persona profesional de especialidad médica, la cantidad de días de internación y la fecha de alta probable, si ésta fue informada.



La sección Signos vitales muestra los siguientes parámetros:

• Tensión arterial sistólica.



- Tensión arterial diastólica.
- Frecuencia cardíaca.
- Frecuencia respiratoria.
- Temperatura.
- Saturación de oxígeno.

A medida que se vayan ingresando actualizaciones de los **Signos vitales**, se irán mostrando en la sección los datos nuevos y, debajo de cada uno, los datos previamente registrados.

Tensión arterial sistólica Último resultado	-	Tensión arterial diastólica Último resultado	
Frecuencia cardíaca Último resultado	-	Frecuencia respiratoria Último resultado	
Anterior	-	Anterior	
Temperatura	_	Saturación de oxígeno	
Último resultado		Último resultado	
Anterior	-	Anterior	

La **Información antropométrica** incluye tres parámetros: **Grupo y factor sanguíneo**, **Peso** en kilogramos y **Talla** en centímetros.

Ť	Información antropométrica	Z
	No hay información para mostrar	

Podrá consultar tanto **Antecedentes personales de salud** como **Antecedentes familiares de salud** de la persona en internación. Cada uno cuenta con una sección específica.



#### (!) Antecedentes personales

No hay información para mostrar



El Diagnóstico principal cuenta con una sección específica.

Đ	Diagnóstico principal
	No hay información para mostrar

Los **Diagnósticos secundarios** pueden visualizarse en la sección **Otros diagnósticos**, donde se listan aquellos que se añaden a lo largo del proceso de internación.

Œ	Otros Diagnósticos
	No hay información para mostrar

Las Alergias informadas se muestran en la sección específica.



🕀 Alergias	
	No hay información para mostrar

La sección **Medicación habitual** presenta la información de los medicamentos que la persona toma habitualmente.

Medicación habitual
No hay información para mostrar

Las **Vacunas aplicadas** con las que cuenta la persona se informan y figuran en la sección específica.



Todas las **Notas de evolución** y **Evaluaciones clínicas** generadas sobre la internación de la persona podrán consultarse en la sección **Evoluciones**.





Una vez ingresada una **Nota de evolución**, podrá consultar la información registrada en la misma, y se mostrarán los **Filtros** disponibles.

Evoluciones			
Campo Diagnóstico	Filtro		Diagnóstico principal
Médico		•	
Fecha			

A continuación se muestra un ejemplo de una **Ficha de internación** que cuenta con información ingresada por el **Médico** en la **Evaluación de ingreso**.



		🛱 Resumen de internaci	ón	
ID 479 Masculino · 79 años		Neumonología		
		👖 001 🛱 101 Internación	1	
		JUAN GARCÍA		
Signos vitales	Z	Ingreso: 02/06/2021 Fecha probable de alta: Sin fe	echa definida	
Tensión arterial sistólica (§ 95	Tensión arterial diastólica © 70			
Anterior -	Anterior -	Diagnóstico principal		
Frecuencia cardíaca Último resultado Anterior	Frecuencia respiratoria Útimo resultado Anterior	Enfermedad aguda causada severo	a por coronavirus 2 del s	síndrome respiratorio agudo
Temperatura	Saturación de oxígeno			
Último resultado U 36 Anterior	Úttimo resultado 93 Anterior -	🕀 Otros Diagnósticos		
Información antronomátrica	רא ג	Diagnóstico	Estado	Verificación
		Enfisema de pulmón	Activo	Confirmado
sanguíneo Talla	(cm) Peso (kg) 70 78	Neumonía bilateral	Activo	Confirmado
		🕀 Alergias		
Antecedentes personales		Tipo de alergia	Categoría	Criticidad
roblema Severi	dad Desde	Alergia a polen	Biológica	
iabetes insípida	Fecha inválida			
		Medicación habitual		
.) Antecedentes familiares		Medicación		Estado
ipertensión venosa		Clorhidrato de metformina 100	mg/ml, solución oral	Activo
		Vacunas aplicadas		
		Vacunas aplicadas		Fecha de



## Accesos rápidos

Las secciones de **Signos vitales**, **Información antropométrica** y **Vacunas aplicadas** cuentan con **Accesos rápidos**. Éstos facilitan la actualización de información desde la **Ficha de internación**. Están ubicados en el extremo superior derecho de las secciones.

Haciendo clic en el botón de **Acceso rápido** se abrirá una ventana emergente para actualizar la información.



A continuación detallaremos las posibilidades de edición existentes en cada sección.

#### **Signos vitales**

 Haga clic en el botón de Acceso rápido ubicado en el extremo superior derecho de la sección de Signos vitales.



Tensión arterial sistólica Último resultado	© 95	Tensión arterial diastólica Último resultado	© <b>70</b>
Anterior	-	Anterior	-
Frecuencia cardíaca Último resultado	© 100	Frecuencia respiratoria Último resultado	©16
Anterior	-	Anterior	-
Temperatura	0.26	Saturación de oxígeno	002
Último resultado	6 30	Último resultado	693
Anterior	-	Anterior	-



 Se abrirá una ventana emergente que le permitirá actualizar todos los campos. No es obligatorio completar la totalidad de los parámetros.



recuencia cardíaca (/min)	Frecuencia respiratoria (/min)
105	15
🔉 14/06/21 - 15:53hs 🌼	© 14/06/21 - 15:53hs 🏟
Femperatura corporal	Saturación de oxigeno (%)
36.5	93
🔉 14/06/21 - 15:53hs 🏾 🏚	© 14/06/21 - 15:53hs 💠
Fensión sistólica (mm)	Tensión diastólica (mm)
110	90  🗢
🔉 14/06/21 - 15:53hs 🏚	© 14/06/21 - 15:53hs 🔅

**3.** Para cargar los datos actualizados, haga clic sobre el campo y escriba las cifras correspondientes.

90	\$

 Puede modificar la Fecha y Hora de registro haciendo clic en la Rueda dentada ubicada en la parte inferior del campo, a la derecha de la fecha/hora.





 Se abrirá una nueva ventana emergente donde podrá hacer modificaciones sobre la fecha y la hora. Para guardarlas haga clic en el botón **Confirmar** ubicado en la esquina inferior derecha.

Frecuencia		6			
105			ン		
105		Fecha y hora	de registro		
<u>©</u> 14/06/2		,, <b>,</b>	<b>J</b>		
Temperatu	- Facha				
36.5	Fecha				
<u>©14/06/2</u>	14/00/2021				
Tonción ci	Hora				
	15:53				
110					
<u>©</u> 14/06/2					
			Cancelar	Confirmar	
					tualizar

Confirmar



 Cuando termine de ingresar la información actualizada de Signos vitales, haga clic en el botón Actualizar, ubicado en el extremo inferior derecho de la ventana emergente.



7. Se cerrará la ventana y volverá a la Ficha de internación. Allí podrá ver la información actualizada de Signos vitales. Los valores anteriores a la actualización figuran debajo de cada cifra. Por ejemplo, la Tensión arterial sistólica previa era de 95 y la información actualizada indica 110.



Signos vitales			
<b>Tensión arterial sistólica</b> Último resultado	© 110	Tensión arterial diastólica Último resultado	© 90
Anterior	<u></u> 95	Anterior	<u></u> 70
Frecuencia cardíaca Último resultado	© 105	Frecuencia respiratoria Último resultado	©15
Anterior	<b>(</b> ) 100	Anterior	<b>(</b> ) 16
<b>Temperatura</b> Último resultado	© 36.5	Saturación de oxígeno Último resultado	© 93
Anterior	<u>()</u> 36	Anterior	<b>(</b> ) 93

 Si posiciona el cursor sobre el ícono de **Reloj** podrá ver la fecha y hora en que se registró cada parámetro.



#### Información antropométrica

 Haga clic en el botón de Acceso rápido ubicado en el extremo superior derecho de la sección de Información antropométrica.







 Se abrirá una ventana emergente que le permitirá cambiar el Grupo y factor sanguíneo, la Talla y el Peso.

Grupo y factor sanguíneo —		
A+		•
Talla (cm)		
170		
Peso (kg)		
77		*



En el caso de Grupo y factor sanguíneo, deberá elegir una opción de la lista desplegable.
 Para la Talla y el Peso, deberá escribir la información haciendo clic sobre cada campo. No es obligatorio completar todos los parámetros.

En este ejemplo cambiamos el **Peso** a 77 kilogramos.



 Al finalizar, haga clic en el botón Agregar, ubicado en el extremo inferior derecho de la ventana emergente.



 Se cerrará la ventana y volverá a la Ficha de internación, donde podrá ver la Información antropométrica actualizada. En este ejemplo, el Peso ha cambiado de 78 kg a 77 kg.





#### Vacunas aplicadas

 Haga clic en el botón de Acceso rápido ubicado en el extremo superior derecho de la sección Vacunas.

🔁 Vacunas aplicadas	
Vacuna	Fecha de Agregar vacuna vacunación
Vacuna neumococo 13 serotipos (conjugada) suspensión inyectable, via de 1 dosis	04/04/2020



 Se abrirá una ventana emergente con un campo de búsqueda. Allí deberá escribir el nombre de la Vacuna y luego hacer clic en el botón Buscar ubicado a la derecha.







travalente	X	BUSCA
Descripción SNOMED		
Vacuna con antígenos de virus Influenza A subtipos H1N1 y H3N2 y virus Influenza B linajes Victoria y Yamagata como únicos ingredientes	Selee	ccionar
Vacuna conjugada tetravalente meningococo serogrupos A, C, W135, Y, solución inyectable, vial de 1 dosis	Selec	ccionar
Vacuna papilomavirus (HPV) tetravalente serotipos 6, 11, 16 y 18, suspensión inyectable, vial de 1 dosis	Selec	ccionar
Vacuna pediátrica antigripal tetravalente sin adyuvante, antígenos de virus inactivos, suspensión inyectable, vial de 1 dosis	Seleo	ccionar
Vacuna para adultos Influenza tetravalente sin adyuvante, antígenos de virus inactivos, suspensión inyectable, vial de 1 dosis	Selee	ccionar
Items por página 5 🛛 1 - 5 de 5 🛛 🛛 💐	<	> >

3. Se mostrará una nueva ventana emergente con los resultados de la búsqueda.

Recuerde que puede seleccionar la cantidad de resultados por página a visualizar, haciendo clic en el menú inferior denominado **Ítems por página** y eligiendo la opción deseada.

Elija la vacuna haciendo clic en el botón Seleccionar en el extremo derecho de la fila correspondiente al resultado deseado.
 En este ejemplo, seleccionamos "Vacuna conjugada tetravalente meningococo serogrupos A, C, W135, Y, solución inyectable, vial de 1 dosis".

Vacuna conjugada tetravalente meningococo serogrupos A, C, W135, Y, solución inyectable, vial de 1 dosis

Seleccionar



### Seleccionar

5. Se cerrará la ventana de los resultados de búsqueda y se mostrará la vacuna seleccionada con un campo para ingresar la Fecha de aplicación. Para modificarla, haga clic en el ícono de calendario ubicado a la derecha, y elija la fecha correspondiente.

Vacuna	
vacuna conjugada te	travalente meningococo 🗙
Fecha de vacunación	
14/04/2020	



**6.** A continuación haga clic en el botón **Agregar** en el extremo inferior derecho del recuadro para confirmar la información.





## 7. Podrá ver todos las vacunas agregadas en la sección Vacunas aplicadas de la Ficha de internación.

🔂 Vacunas aplicadas	
Vacuna	Fecha de vacunación
Vacuna neumococo 13 serotipos (conjugada) suspensión inyectable, vial de 1 dosis	04/04/2020
Vacuna conjugada tetravalente meningococo serogrupos A, C, W135, Y, solución inyectable, vial de 1 dosis	14/04/2020



## Generar Notas de evolución

Esta funcionalidad permite crear informes periódicos que den cuenta de la evolución de la persona. Cuenta con distintos campos a completar. Los datos vertidos en ellos estarán visibles en la **Ficha de internación**.

 Para cargar una nota de evolución debe hacer clic en el botón Nota de evolución ubicado en la parte superior izquierda de la ficha de internación.



2. Accederá al formulario para ingresar toda la información referida a la **Nota de evolución**.



= 🕂 HSI	Historia de Salud ntegrada		
☆ Instituciones			
💪 Historia Clínica	Nota de evolución		
Internación	Completa los siguientes datos.		ID 479
🗎 Gestión de turnos	Evaluación clínica		Masculino · 79 años
	Production		Neumonología
Gestion de camas	Evolucion		U 001 ⇔ 101 Internación
+ Guardia			UNN GARCÍA
			Ingreso: 02/06/2021
	Signos vitales Frecuencia cardíaca (/min)	Frecuencia respiratoria (/min)	
	00	00	
	⊙14/06/21 - 15:57hs 🏟	© 14/06/21 - 15:57hs 🔹	
	Temperatura corporal	Saturación de oxigeno (%)	
	00.0	00	
	© 14/06/21 - 15:57hs 🏚	© 14/06/21 - 15:57hs 🔅	
	Tensión sistólica (mm)	Tensión diastólica (mm)	
	00	00	
Hospital ABC CIUDAD DE BUENOS AIRES	⊙ 14/06/21 - 15:57hs 🔹	© 14/06/21 - 15:57hs 💠	
ڻ ا			

3. Para agregar una **Evaluación clínica** haga clic sobre el campo **Evolución** para empezar a escribir.

Ingreso de Infoi	rmación manual relev	vante	
			//

4. Para actualizar los Signos vitales utilice los campos específicos.





5. Haga clic sobre el campo y escriba la cifra correspondiente.



 Puede modificar la Fecha y Hora de registro haciendo clic en la Rueda dentada ubicada en la parte inferior del campo, a la derecha de la fecha/hora.





7. Para cargar Datos antropométricos actualizados, utilice los campos correspondientes. Recuerde que el Grupo y factor sanguíneo se seleccionan de una lista desplegable, mientras que el Peso se ingresa en kilogramos y la Talla en centímetros. Estos datos no son obligatorios.

Grupo y factor sanguíneo	
A+	•
Talla (cm)	
170	
Peso (kg)	
76	\$

Puede informar las Vacunas aplicadas utilizando el cuadro de búsqueda específico. Siga los pasos indicados en la sección <u>Vacunas aplicadas</u> de la sección Accesos rápidos.



acunas		
Buscar vacuna	×	BUSCAR

 Para guardar la Nota de evolución haga clic en el botón Confirmar ubicado en la parte inferior.

Vacuna	Fecha de vacunación	
	No hay información para mostrar	
<b>OLVER</b>		CONFIRMAR

**10.** Retornará a la **Ficha de internación** y allí podrá ver los datos actualizados en las secciones correspondientes.



= 🔶 HSI 🖁	oria de Salud grada
<b>命</b> Instituciones	Internación
名 Historia Clínica	AGREGAR NOTA DE EVOLUCIÓN
Gestión de turnos	Resumen de Internación
🛱 Gestión de camas	ID 4/9     ID 4/9       Masculino · 79 años     ID 01 🛱 101 Internación
🛨 Guardia	Signos vitales
(2) Mi cuenta	Tensión arterial sistólica       0 100       Tensión arterial diastólica       0 70         Utimo resultado       110       Tensión arterial diastólica       0 70         Anterior       0 110       Anterior       90         Frecuencia cardíaca       0 100       Utimo resultado       100         Utimo resultado       0 100       Utimo resultado       100         Utimo resultado       0 16       Anterior       0 15         Anterior       0 105       Anterior       0 15
	Temperatura       © 36.5       Saturación de oxígeno       © 93         útimo resultado       útimo resultado       © 93         Anterior       © 36.5       útimo resultado         Image: Construction of the second of the
_	Información antropométrica     Enfisema de pulmón     Activo     Confirmado       Grupo sanguineo     Talla (cm)     Peso (kg)     Neumonía bilateral     Activo     Confirmado
Hospital ABC CIUDAD DE BUENOS AIRES	At I/U /6 Antecedentes personales